

ALLERGY EXPLORER 2 (ALEX²) - A NEW GENERATION OF ALLERGY TEST

Simultaneously detect sensitivity to 300 allergens and molecular components

POLLENS 花粉

Tree pollen 樹花粉

Acacia 金合歡屬花粉
Alder 杞木花粉 (Ain g 1, Ain g 4)
Silver Birch 白樺樹花粉 (Bet v 1, 2, 6)
Hazel 歐洲榛樹花粉 (Cor a 1.0103)
Sugi 日本雪松花粉 (Cry j 1)
Arizona Cypress 亞利桑那柏樹花粉
Cypress 柏樹花粉
Beech 山毛櫸樹花粉
Ash 白蜡樹花粉 (Fra e 1)
Walnut pollen 胡桃樹花粉
Mountain Cedar 大果刺柏樹花粉
Mulberry Tree 桑樹花粉
Olive 橄欖樹花粉 (Ole e 1, 7, 9)
Date Palm 海棗樹花粉 (Pho d 2)
London Plane Tree 懸鈴木花粉 (Pla a 1, 2, 3)
Cottonwood 白楊花粉
Paper mulberry 構樹花粉
Tree of heaven 臭椿花粉
Elm 英國榆樹花粉

Grass pollen 草花粉

Bermuda Grass 狗牙根 (Cyn d 1)
Perennial Ryegrass 黑麥草 (Lol p 1)
Bahia Grass 百喜草
Timothy 梯牧草 (Phl p 1, 2, 5, 6, 7, 12)
Common Reed 蘆葦
Rye 黑麥

Weed pollen 雜草花粉

Pigweed 反枝莧
Ragweed 豚草 (Amb a 1, 4)
Mugwort 艾蒿 (Art v 1, Art v 3)
Hemp 大麻 (Can s 3)
Lamb's Quarter 藜 (Che a 1)
Annual Mercury 法國山靛 (Mer a 1)
Wall Pellitory 猶太牆草 (Par j 2)
Ribwort 長葉車前草 (Pla l 1)
Russian Thistle 俄國薊/錚豬毛草 (Sal k 1)
Nettle 蕁麻

MITES, YEAST, MOULDS AND ANIMAL DANDER 螨虫、酵母、真菌及 動物毛皮

House dust mite 塵蟎

D. farinae 粉塵蟎 (Der f 1, 2)
D. pteronyssinus 屋塵蟎
(Der p 1, 2, 5, 7, 10, 11, 20, 21, 23)

Storage mite 倉庫蟎

Acarus siro 粗足粉蟎
B. tropicalis 熱帶無爪蟎 (Blo t 5, 10, 21)
G. domesticus 家甜食蟎 (Gly d 2)
L. destructor 害鱗嗜蟎 (Lep d 2)
T. putrescentiae 腐食酪蟎 (Tyr p 2)

Yeast 酵母

M. sympodialis 合板馬拉色菌
(Mala s 5, 6, 11)
Baker's yeast 啤酒酵母

Mould 真菌

A. alternata 細鏈格泡 (Alt a 1, 6)
A. fumigatus 煙曲霉 (Asp f 1, 3, 4, 6)
C. herbarum 蠟葉芽枝黴 (Cla h 8)
P. chrysogenum 產黃青黴

Epithelia 動物毛皮

Dog epithelia 狗毛
(Can f 1, 2, 4, 5, 6, Can f Fel d 1 like)
Guinea pig 天竺鼠/豚鼠毛
Djungarian hamster 短尾侏儒倉鼠毛
Goldhamster 金倉鼠毛
Cat Epithelia 貓毛 (Fel d 1, 2, 4, 7)
Mouse Epithelia 小鼠毛
Rabbit epithelia 兔毛 (Ory c 1, c 2, c 3)
Rat Epithelia 大鼠毛
Cattle Epithelia 牛毛
Goat Epithelia 山羊毛
Horse Epithelia 馬毛 (Equ c 1, 4)
Sheep epithelia 羊毛
Pig epithelia 豬毛

LEGUMES, CEREALS, NUTS AND SEEDS 豆類、穀麥、堅果及 種子類食物

Legumes 豆類

Peanut 花生 (Ara h 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15)
Chickpea 鷹嘴豆
Soy 黃豆 (Gly m 4, 5, 6, 8)
Lentil 扁豆
White/Green Bean 綠豆
Pea 豌豆

Cereals 穀麥

Oat 燕麥
Quinoa 藜麥
Buckwheat 蕎麥 (Fag e 2)
Barley 大麥
Lupine Seed 白羽扇豆
Rice 糙米
Millet 粟
Cultivated rye 黑麥
Wheat flour 小麥 (Tri a 14, 19, aA_T1)
Spelt 古麥
Corn 玉米 (Zea m 14)

Nuts 堅果

Cashew 腰果 (Ana o 2, 3)
Brazil Nut 巴西胡桃 (Ber e 1)
Pecan 山核桃
Hazel Nut 榛子
(Cor a 1.0401, 8, 9, 11, 12, 14)
Walnut 核桃 (Jug r 1, 2, 3, 4, 6)
Macadamia 夏威夷果仁 (Mac i 2S Albumin)
Pistacio 開心果 (Pis v 1, 2, 3, 4)
Almond 杏仁

Seeds 種子類

Pumpkin Seed 南瓜子
Sunflower seed 葵花籽
Poppy seed 罌粟 (Pap s 2S Albumin)
Sesame 芝麻 (Ses i 1)
Fenugreek seeds 胡蘆巴/雲香草



MILK, EGG AND SEAFOOD 奶類、雞蛋及海鮮類食物

Milk 奶類

Cow's milk 牛奶
Cow's milk α-Lactalbumin α-乳白蛋白
Cow's milk β-Lactoglobulin β-乳清蛋白
Cow's milk Casein 酪蛋白
Camel's milk 駱駝奶
Goat's milk 山羊奶
Horse Milk 馬奶
Sheep's milk 羊奶

Egg 雞蛋

Egg white 蛋白
Egg white ovomucoid 卵粘蛋白
Egg white ovalbumin 卵清蛋白
Egg white ovotransferrin 卵轉鐵蛋白
Egg white lysozyme C 溶菌酶 C
Egg yolk 蛋黃
Egg yolk serum albumin 白蛋白

Parasite in fish 魚寄生蟲

Anisakis simplex 異尖線蟲 (Ani s 1, 3)

Lobster, Shrimp and crab 蝦蟹類

Lobster 龍蝦
Shrimp 蝦
Northern prawn 北方長額蝦
Black Tiger Shrimp 黑虎蝦 (Pen m 1, 2, 3, 4)
Brown shrimp 褐蝦 (Cra c 6)
Crab 蟹

Shellfish 貝類

Squid 墨魚
Common Mussel 青口
Oyster 蠔
Scallop 帶子
Venus Clam 蛤

Fish 魚類

Carp 鯉魚 (Cyp c 1)
Atlantic Cod 鱈魚 (Gad m 1, Gad m 2+3)
Salmon 三文魚 (Sal s 1)
Atlantic herring 大西洋鱈 (Clu h 1)
Atlantic mackerel 鯖魚 (Sco s 1)
Swordfish 劍魚
Tuna/Yellow fin 吞拿魚 (Thu a 1)
Thornback ray 魷魚 (Raj c Parvalbumin)



MEATS, INSECTS, VENOMS AND OTHERS 肉類、昆蟲、蜂毒及其他

Meats 肉類

Beef 牛肉
Horse Meat 馬肉
Chicken Meat 雞肉
Turkey Meat 火雞肉
Rabbit Meat 兔肉
Mutton 羊肉
Pork 豬肉

Insects 昆蟲

German Cockroach 德國蟑螂
(Bla g 1, 2, 4, 5, 9)
American Cockroach 美洲蟑螂
(Per a 7)
Fire ant 紅火蟻
Pigeon tick 鴿銳緣蜱

Insect venoms 蜂毒

Honey Bee Venom 蜜蜂 (Api m 1, 10)
Hornet 長頭胡蜂
Paper Wasp Venom 造紙胡蜂 (Pol d 5)
Common Wasp Venom 黃蜂 (Ves v 1, 5)

Others 其他

Latex 乳膠 (Hev b 1, 3, 5, 6, 8, 11)
Weeping Fig 花葉榕
Mealworm 黃粉蟲/麵包蟲
Migratory locust 東亞飛蝗
House cricket 家蟋蟀
Hom's Lactoferrin 乳鐵蛋白

VEGETABLES, FRUITS AND SPICES 蔬菜、水果及香料

Vegetables 蔬菜

Onion 洋蔥
Garlic 大蒜
Celery 芹菜 (Api g 1, 2, 6)
Carot 胡蘿蔔 (Dau c 1)
Avocado 牛油果
Potato 馬鈴薯
Tomato 蕃茄 (Sola l 6)

Fruits 水果

Kiwi 奇異果 (Act d 1, 2, 5, 10)
Papaya 木瓜
Orange 橙
Melon 香瓜 (Cuc m 2)
Fig 無花果
Strawberry 草莓 (Fra a 1 + Fra a 3)
Apple 蘋果 (Mal d 1, 2, 3)
Mango 芒果
Banana 香蕉
Cherry 櫻桃
Peach 桃 (Pru p 3, 7)
Pear 梨
Blueberry 藍莓
Grape 葡萄 (Vit v 1)

Spices 香料

Paprika 辣椒粉
Caraway 香菜
Oregano 奧勒岡/牛至
Parsley 歐芹
Anise 八角
Mustard 芥末 (Sin a 1)

